

## **AktivPuls® Robot 2020 – Vormelken – Reinigen - Stimulieren** **“Neu!! Effizientes Vormelken mit maximaler Wirkung”**

Der neue System Happel AktivPuls® Robot 2020 (automatisches Melksystem) hat vor kurzem eine neue, einzigartige Möglichkeit der Vormelkeinheit vorgestellt. Mit den Anpassungen der Vormelkeinheit am Euter wird ein noch effizienteres und effektiveres Vormelken erreicht. Softwareänderungen sowie technische Anpassungen erhöhen die Kapazität des Systems, ohne dass die Qualität des Vormelkens beeinflusst wird.

Durch Softwareanpassungen wird das Vormelken künftig noch schneller durchgeführt. Die wichtigste Veränderung stellt jedoch die flexible Positionierung der Vormelkbecher, die vorher fest installiert waren, dar.

Die neuen Vormelkbecher können künftig durch eine verbesserte Sensortechnik den Bewegungen der Kuh folgen. Der Sensor versichert, dass der Becher perfekt an der Zitze angebracht ist. Bei der Herstellung wurde eine revolutionäre Änderung vorgenommen.


Das patentierte Happel AktivPuls® Melkzeug sorgt für vollständig trockene Zitzen und stimuliert durch zusätzliche Zitzenmassage die Oxytocinproduktion. Die Zitzen werden gründlich gereinigt, vorgemolken, getrocknet und sind dann bereit für den eigentlichen Melkvorgang.

Laut Herrn W. (Wolfgang) Bader, Mitglied des Happel Management Teams, wird der AktivPuls® Robot 2020 durch die Anpassungen der Vormelkeinheit zum besten verfügbaren System ausgezeichnet. "Der Vorbehandlungsablauf war schon großartig, aber mit den neuen flexiblen Vormelkbechern, der neuen Trocknungsmöglichkeit der Zitzen, der erhöhten Leistungsfähigkeit und dem neuen Ansteckverfahren, ist dieses System ohne Zweifel das zuverlässigste und effektivste auf dem Markt."

Die neue Vormelkeinheit ist serienmäßig in jedem AktivPuls® Robot 2020 Melkroboter. Kunden, die bereits mit dem erfolgreichen AktivPuls® Robot 2020 von System Happel arbeiten, können ihr System durch ein Setup ganz einfach anpassen. Weitere Informationen: [www.system-happel.de](http://www.system-happel.de)



System Happel AktivPuls® Robot 2020, Automatisches Melksystem: Einzelbox / Doppelbox Konfiguration



*Happel AktivPuls® Melk- und Vormelkeinheit  
„Höherer Milchertrag, schnelleres Melken und gesunde Zitzenkonditionen“*